



Ramcon

PEOPLE PRODUCTS SOLUTIONS

Amika Giving Set ENFit

Avsett för användning till Amikapump för sondmatning. Aggregatet är en sterilprodukt för engångsbruk. Kan användas i ett slutet system i max 24 timmar.

Egenskaper

- Patenterad slangklämma med fritt flödesskydd
- ENFit honanslutning för att ansluta till en ENFit-slang enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3 för en säker och tätslutande anslutning
- Trevägskran med koppling för ENFit-sprutor samt kork
- Transparent slang för kontroll av innehåll i slang
- Slang av PVC med mjukgörare TEHTM
- Fri från latex och Bisfenol A
- Sterilförpackad (EO)
- Alla set passar Amika sondmatpump och Amika ryggsäck





Ramcon

PEOPLE PRODUCTS SOLUTIONS



7751904	7751916	7751917	7751919
Amika Varioline Comfort ENFit	Amika EasyBag mobile with cover, ENFit	Amika EasyBag with cover ENFit	Amika Varioline with cover, ENFit

ÖVRE DEL

ENPlus spike	X	X	X	X
Varioline flaskadapter	X			X

SLANGKOMPONENTER

Droppkammare	X		X	X
Rullklämma	X			
Trevägskran	ENFit	ENFit	ENFit	ENFit
Kork på trevägskranen	X	X	X	X

NEDRE DEL

ENFit-koppling med kork	X	X	X	X
Slanglängd	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Avstånd från trevägskran till nedre ände	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm